



دانشگاه علوم پزشکی شیراز  
بیمارستان شهدای سلامت نی ریز

## مراقبت از همو واگ

تهیه کننده: شهناز بنان

کارشناس پرستاری

تاریخ تهیه: بهار 1401

تاریخ بازنگری: بهار 1404

تایید کننده: دکتر محمدرضا صاکی جراح عمومی

منبع: برونر و سوارث 201

### مراقبت از همو واگ

پزشک جراحی در حین عمل جراحی ممکن است لوله های پلاستیکی در درون زخم بیمار بگذارد تا بدین وسیله خونریزی مختصر داخل بدن که ممکن است تا چند ساعت بعد از جراحی هم ادامه داشته باشد

به بیرون از بدن هدایت کند. باقی ماندن خون در درون بافت ها خطر عفونت بعد از جراحی را بیشتر می کند و این خونریزی ها باید در صورت وجود از بدن به وسیله این لوله ها خارج شوند. لوله ها در بیرون از بدن به کیسه های پلاستیکی متصل می شوند تا خون در آنها جمع آوری شود. به لوله ها که در محل جراحی گذاشته شده است "درون" می گویند. این لوله ها بعد از چند روز از زخم خارج می شود.



### نحوه ایجاد خلاء در درن و تخلیه ترشحات

#### درن:

در صورتی که با درن هایی به شکل زیر مرخص شدید قبل از ترخیص، چگونگی تخلیه ترشحات و اندازه گیری مایع حاصل از درناژ را از پرستار یاد بگیرید. شستن دستها قبل و بعد از خالی نمودن درن ها اهمیت زیادی دارد.

\* ابتدا مسیر درن را با کلیپس درن ببندید،



\* بالای درن دو دریچه است ، دریچه ای که به

شلنگ وصل نیست را باز کنید



\* مایع داخل آن را درون درون ظرف سرم که

درجه دارد بریزید و میزان درجه را خوانده و بر

در صورت مشاهده علائم زیر فوراً گزارش

دهید:

\* تغییر رنگ ناگهانی درناژ

\* قطع ناگهانی درناژ

\* علائم و نشانه های عفونت (درناژ بدبو، افزایش درجه حرارت)



وب سایت : [neyrizhp.sums.ac.ir](http://neyrizhp.sums.ac.ir)  
شماره تماس : ۵۳۳۰۱۱-۴  
پورتال : ۵۳۳۰۱۱۶

با استفاده از نرم افزار بارکد خوان از طریق تلفن همراه می توانید فایل متنی پمفلت را دانلود نمایید.

نکته:

\* در صورت خارج شدن درن از محل خود، روی محل درن یک گاز اسریل گذاشته و به پزشک مراجعه کنید

\* دقت کنید که لوله ها دچار پیچ خوردگی نشوند.

\* از فشار و خم شدن لوله ها خوداری کنید.

\* محفظه جهت تهسیل در ناژ ترشحات پایین تر از بدن قرار گیرد.

\* درن همیشه باید در حالت خالء یا شارژ قرار گیرد.

\* دارو ها را طبق دستور پزشک استفاده کنید.

\* جهت پیگیری درمان با پزشک معالج خود ملاقات داشته باشید.

\* در مورد زمان کشیدن بخیه ها و تعویض پانسمان از جراح خود سوال کنید.

روی کاغذ یادداشت نمایید و مایع را در توالت تخلیه کنید



محفظه درن را فشار دهید تا جمع شود سپس دریچه را ببندید.



\* مراقب باشید درن از محل خارج نگردد

\* در آخر کلیپس را باز کنید تا مسیر درن باز شود.

\* درن را می توانید داخل کیسه تمیز قرارداده و با خود حمل کنید.